

3. Réglez le niveau du régulateur de vide tournant à vide et vérifiez que l'unité effectue le vide sans aucune fuite, et que ce niveau se change lorsque le régulateur de vide est activé.
- Remarque:** tournez le régulateur de vide dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens «+», pour obtenir un vide plus élevé, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un vide inférieur.
4. Insérez doucement le bout de silicone dans l'une des narines. Utilisez l'aspirateur pendant 3 secondes le moyen de 4 fois par nuit.

⚠ Précaution:

- Avant d'utiliser l'aspirateur nasal essayez-le avec la main pour voir si l'aspiration fonctionne.
- L'aspirateur nasal est applicable pour le bébé. Gardez votre bébé dans une position confortable et assurez-vous que sa tête est levée.
- Pendant l'utilisation, maintenez l'aspirateur en position verticale avec le doigt ouvert sur le haut et la chambre de collection doit être vidée lorsque la tige à l'intérieur de l'unité est trop remplie de mucus aspiré. Cela empêche le mucus d'entrer dans la pompe d'aspiration.
- Ne pas pencher ou placer l'aspirateur nasale sur la table avant d'avoir éteint l'appareil.

F Procédures de nettoyage

Respectez les règles ci-dessous lors du nettoyage ou de la désinfection des pièces. Tout non-respect de ces règles peut entraîner des dommages, inefficace nébulisation ou une aspiration, ou une infection.

Avant l'utilisation ou après chaque traitement, le fabricant vous conseille de nettoyer et / ou de désinfecter l'appareil. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du nébuleuse a été tourné à la position «OFF» (O) et que l'appareil a été déconnecté de la source d'alimentation avant toute procédure de nettoyage.

Déconnectez le tube d'air du nébuleuseur / de nettoyeur nasal / de l'aspirateur nasal et du nébuleuseur après chaque utilisation et suivez les étapes ci-dessous.

F-1 Kit nébulisateur

1. Tournez et soulevez doucement le couvercle du nébulisateur pour l'ouvrir et le séparer.
2. Toujours jeter tout médicament restant dans la coupelle de médicament après chaque utilisation.


F-2 Laver nasal

1. Détacher l'adaptateur nasal, le couvercle supérieur, le séparateur et la buse de l'unité.
2. Éliminer les solutions dans la chambre de collecte de liquide de retour après chaque utilisation.


F-3 Aspirateur nasal

1. Détachez la pointe en silicone du tube, le couvercle supérieur et le filtre de l'unité.
2. Dégager le mucus dans la chambre de collection après chaque utilisation.


F-1



F-2



F-3



Assainissement

Désinfectez et rincez chaque partie avec de l'eau propre et chaude (environ 40 °C) avec un liquide vaisselle doux (non abrasif). Après le nettoyage, laissez les pièces sécher dans un environnement ouvert et propre.

Désinfection

Les accessoires pouvant être désinfectés sont le kit nébuleuseur, l'embout buccal, le lave-nez et l'aspirateur nasal. Vous pouvez choisir l'une des méthodes décrites ci-dessous.

(méthode A): laver avec un désinfectant commercial (bactéricide-germicide) et suivre attentivement les instructions et les taux de dilution fournis par le fabricant du désinfectant.

(méthode B): faire bouillir chacune des parties dans l'eau pendant 15 ~ 20 minutes, il est préférable d'utiliser de l'eau déminéralisée ou distillée pour éviter les dépôts de calcium. Il est efficace sur les parties qui subissent ce traitement seulement si les parties à traiter ont été préalablement désinfectées. Après le nettoyage, laissez les pièces sécher dans un environnement ouvert et propre.

REMARQUE:

- Pour le premier nettoyage ou après un entreposage de l'appareil pendant une période prolongée, nettoyez à fond tous les composants, sauf le tube d'air. Le Kit nébulisateur peut passer au lave-vaisselle.

- Le masque pour adulte et enfant ne peut être lavé qu'à <40°C (104°F).
- Ne jamais nettoyer avec du benzène, du diluant ou un produit chimique inflammable.
- Après le lavage avec le désinfectant, bien rincer à l'eau tiède propre, et bien sécher avant utilisation.

Nettoyage du compresseur

Essayez le compresseur tous les jours à l'aide d'un chiffon doux.


REMARQUE: les autres méthodes ou agents de nettoyage peuvent endommager la finition de l'unité.

G Changement du filtre <Nébulisateur>

Il est important de remplacer le filtre à air lorsqu'il devient gris. Il est recommandé de changer le filtre à air tous les 2 mois.

1. Retirez le cache du filtre à air en le tirant doucement vers l'avant.
2. Jetez le filtre gris.
3. Remplacez-le par un nouveau filtre à air propre.
4. Refermez fermement le cache du filtre à air sur l'appareil.

G



REMARQUE:

- Les filtres à air ne peuvent pas être nettoyés ou lavés.
- Seuls les filtres NK1000 peuvent être utilisés. Ne le remplacez pas par un autre matériau tel que du coton.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre à air.
- N'exposez pas le filtre à air à la lumière du soleil directe ou les performances sont altérées en raison du vieillissement.
- Vérifiez que les filtres à air sont propres et ne contiennent pas de poussière avant de les insérer.

Changer le filtre <Aspirateur nasal>

Le filtre « Rossmax » fourni avec l'aspirateur nasal doit être remplacé pour chaque nouvel utilisateur ou en cas de débordement ou si le filtre est saturé. Il doit également être remplacé si l'appareil est utilisé avec une personne différente dont le risque de contamination est inconnu.


REMARQUE:

- Le filtre ne peut pas être lavé, désinfecté ou stérilisé.
- N'utilisez pas l'aspirateur nasal sans filtre, la pompe d'aspiration pourrait être endommagée. Du côté bactériologique, cela devient dangereux pour les utilisateurs.
- Utilisez uniquement le filtre « Rossmax ». Ne remplacez aucun autre objet par ce filtre. Le changement peut entraîner une contamination ou une mauvaise performance.

Enlever la condensation du tube d'air

Suivez les procédures ci-dessous en cas où il reste de l'humidité ou des médicaments dans le tube d'air utilisé sur le kit de nébulisation / le nettoyeur nasal.

1. Assurez-vous bien que le tube d'air est connecté à la sortie d'air du compresseur.
2. Retirez le tube à air du kit nébuleuseur ou du nettoyeur nasal.
3. Allumez l'appareil et pompez de l'air à travers le tube d'air pour éliminer l'humidité.



Dépannage

En cas d'anomalie en cours d'utilisation, vérifiez les points suivants et corrigez les problèmes. Consulter votre fournisseur au cas de fonctionnement non correcte du périphérique après avoir suivi les conditions décrites ci-dessous.

Problème	Cause Possible / Remède
L'unité ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur est en position Marche	Vérifiez la connexion CA à la prise
Aucune nébulisation / aspiration ou absence de nébulisation / aspiration, lorsque le courant est en marche.	Vérifiez que le nébulisateur n'est pas endommagé. Vérifier la pression de fonctionnement/déponse du vide. Vérifiez le filtre à air et remplacez-le si nécessaire. Vérifiez que la tubulure n'est pas obstruée, tordue ou cassée. Assurez-vous que le tube à air est correctement raccordé au kit compresseur et nébuleuseur ou au nettoyeur nasal ou à l'aspirateur nasal. Vérifiez que les pièces sont propres, sinon appliquez les procédures de nettoyage. Vérifiez que la buse est correctement mise en place à l'intérieur du kit de nébulisation / du nettoyeur nasal. Remontez chaque pièce et assurez-vous qu'elle est en bon état. Vérifiez que le réservoir contient le médicament. Assurez-vous que le kit nébuleuseur est incliné à un angle inférieur à 45° ou que l'aspirateur est en position verticale. Vérifier que la solution a été correctement versée dans la chambre à fluide. Vérifiez que le bouton de déclenchement a été complètement enfoncé. Ne couvrez pas le compresseur pendant l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil dans un milieu avec des températures supérieures à 40°C.
Le compresseur est très chaud	

Accessories (Optional)			
Nome	Model No	Material	Disinfecting Method: Boiling O: Applicable, X: Not applicable
Nebulizer bottle set (N1 Bottle+Mouthpiece)	NB_AC_001_00	PP	O
Nebulizer bottle (N1)	NB_AC_026_00	PP	O
Mouthpiece	NB_AC_021_00	PP	O
Adult Mask	NB_AC_003_00	PVC	X
Child Mask	NB_AC_004_00	PVC	X
Air Tube (1.5M)	NB_AC_005_00	PVC	X
Air Filters (Ø15x10mm)x5pcs	NB_AC_006_00	PU	X
Nasal Washer	NW1	PP+ Silicone	O
Nasal Aspirator	NS1	PP+ Silicone	O
Filter (nasal aspirator)	NB_AC_032_00	-	X
Air tube (nasal aspirator)	NB_AC_033_00	PVC	X

* Please follow the disinfecting methods to boil and wash the accessories.

Protection contre les chocs électriques:

- Équipement de classe II.

Pièces appliquées de type Bf:

- Embouchure, masque, laveur nasal et Aspirateur nasal.

Protection contre l'infiltration d'eau:

- IP21

Degré de sécurité en présence d'anesthésiques inflammables ou d'oxygène:

- Pas d'AP/PG (ne convient pas à un usage en présence d'anesthésiques inflammables ou d'oxygène).

Electromagnetic Compatibility Information

1. This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.
 2. WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the NK1000, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result.
- If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Lower minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The NK1000 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the NK1000 should assure that is used in such and environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
	3 Yrms: 0.15 MHz ~ 80 MHz 6 Yrms in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz	3 Yrms: 0.15 MHz ~ 80 MHz 6 Yrms in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the NK1000 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: d = 1.2 √P, d = 1.2 √P 80MHz to 800 MHz, d = 2.3 √P 800MHz to 2.7 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
More information on EMC compliance of the device can be obtained from Rossmax website: www.rossmax.com.

rossmax

Modèle: NK1000



FR Nébuleuseur 3 en 1

www.rossmax.com

Warranty Card

This instrument is covered by a 3 year guarantee from the purchase date. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming purchase date or the receipt. Nebulizer Accessories are not included. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or noncompliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or www.rossmax.com.

Customer Name: _____
Address: _____
Telephone: _____
E-mail address: _____
Product Information
Date of purchase: _____
Store where purchased: _____

⚠ AVERTISSEMENT: le symbole figurant sur ce produit signifie qu'il s'agit d'un produit électronique et, conformément à la directive européenne 2012/19/EU, les produits électroniques usagés doivent être apportés dans un point de collecte pour leur recyclage.

Rossmax Swiss GmbH,
Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg,
Switzerland



