

# KERN MGC 100K-1

**KERN**

Le classique robuste pour la détermination rapide du poids



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Pèse-personne de salle de bain
Famille de produits	MGC

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Balance mécanique
Portée [Max]	150 kg
Lecture [d]	1 kg
Résolution	150
Linéarité	± 2 kg
Reproductibilité	1 kg
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Temps de stabilisation	1,5 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,5 kg

## Écran

Écran hauteur de chiffres	8 mm
---------------------------	------

## Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	265×210×40 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	290×425×90 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	acier, laqué

Matériau plateau de pesée	plastique
Dimensions surface de pesée (L×P)	265×210 mm

## Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	470×315×113 mm
Poids net	3,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

