

KERN MGD 200K-1L

KERN

Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale



Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	380×330×27 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	380×330×27 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	380×330 mm

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
--	-------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Pile	3×1,5V AAA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Connexion de la batterie	Insert de batterie
Pile capacité	420 mAh
Pile tension	1,5 V
Pile temps de chargement	100 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	5 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	410×352×43 mm
Poids net	1,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,8 kg
Poids d'expédition	2,8 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Pèse-personne de salle de bain
Famille de produits	MGD

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	250 kg
Lecture [d]	0,1 kg
Résolution	2.500
Linéarité	± 1,35 kg
Reproductibilité	1,35 kg
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg lb
Possibilités d'ajustage	Ajustement impossible
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	1,35 kg
Fluage maximal (15 minutes)	200 g
Fluage maximal (30 minutes)	400 g
Tolérance (% de [Max])	0,5%

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	10 mm
Écran hauteur de chiffres	50 mm

KERN MGD 200K-1L



Élégance et stabilité du plateau en verre plat, pour un accès facile et une sécurité maximale

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

