



BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml

Seringues 3 pièces grande capacité
Sterile, usage unique



Classe I (seringues sans aiguille)

selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- **Certificats** : n° 95 Q 252.156 et n° Q 252.231 (références 309661 & 309620) ; certifié par NSAI (n°0050)
- **Fabricants** : Becton Dickinson, Drogheda, Irlande et Becton Dickinson, Columbus, USA (références 309661 & 309620)
- **Certification** : Drogheda : ISO 9001 : 2008, Certificat n°ES-0264/1994, certifié par IQNet & AENOR et I.S. EN ISO 13485 : 2003 ; Certificat n° MD 19.1609 ; certifié par NSAI

Columbus : ISO 9001 : 2008, Certificat n°19.2143, certifié par NSAI et I.S. EN ISO 13485 : 2003 ; Certificat n° MD 19.2143 ; certifié par NSAI

- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (ETO) Radiation Gamma (réf. 309661 & 309620)
- **Conditions de stockage** : Tenir au sec et éviter les températures extrêmes
- **Péremption** : 5 ans après stérilisation

Indications :

Pour injecter et prélever des fluides médicamenteux. Les seringues 50 ml Luer Lock sont particulièrement adaptées pour les appareils automatiques de perfusion : pousse-seringues, pompes,... Elles sont homologuées avec toutes les grandes marques de pousse-seringues.

Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polypropylène (PP) Polyéthylène (PE) - (réf. : 300137, 300139)
- Joint de piston : Isoprène synthétique (sans latex)
- Lubrifiant : Silicone
- Emballage individuel : Papier de GSM Film en Polyéthylène (PE) / Polyamide (PA)

Certifié :

- Sans Latex
- Sans DEHP
- Sans Phtalate

BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml

Seringues 3 pièces grandes capacité - Stérile, usage unique, sans latex

Caractéristiques Générales :

- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- 3 types d'embouts : **Excentré** : réduit l'espace mort dans le cas de l'utilisation d'une seringue grande capacité.
Luer Lock : permet de verrouiller l'embase de l'aiguille ou le prolongateur sur la seringue.
Cathéter : permet de fixer des sondes ou autres tubulures.
- Etanchéité même sous fortes pressions.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- La seringue 50 ml opaque garantit la protection des médicaments photosensibles : arrêt de 90 % des rayons lumineux entre 290 - 450 nm de longueur d'onde UV.

La seringue 20ml Référence 309661 n'est pas recommandée pour un usage sur pousse-seringue.

Caractéristiques Techniques :

Références	Désignation	Stérilisation	Embout	Graduation	Corps de la seringue			Piston		
					Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm
300613	20 ml – H 821 ES	ETO	Excentré	en 1 ml	95.5	21.30	18.97	109.0	22.20	19.13
300629	20 ml – H 820 LL	ETO	Luer Lock	en 1 ml	95.5	21.30	18.97	109.0	22.20	19.13
309661	20 ml – H 820 LL	Gamma	Luer Lock	en 1 ml / oz	95.5	21.30	18.97	109.0	22.20	19.13
301231	30 ml – H 831 ES	ETO	Excentré	en 1 ml	107.5	23.77	21.48	120.0	24.38	21.70
301229	30 ml – H 830 LL	ETO	Luer Lock	en 1 ml	107.5	23.77	21.48	120.0	24.38	21.70
300605	100 ml – Embout cathéter – Adaptateur embout Luer	ETO	Cathéter	en 1 ml	122.0	39.00	35.70	130.0	35.40	34.50
300866	50 ml – H 851 ES*	ETO	Excentré	en 1 ml	133.0	29.40	26.46	146.5	29.70	26.72
300865	50 ml – H 850 LL*	ETO	Luer Lock	en 1 ml	133.0	29.40	26.46	146.5	29.70	26.72
300867	50 ml – H 852 C*	ETO	Cathéter	en 1 ml	133.0	29.40	26.46	146.5	29.70	26.72
309620	50 ml – H 852 C*	Gamma	Cathéter	en 1 ml / oz	133.0	29.40	26.46	146.5	29.70	26.72
300137	50 ml – Perfusion – Piston à encoche	ETO	Luer Lock	en 1 ml	121.0	30.53	27.93	153.0	29.70	26.72
300869	50 ml – Opaque*	ETO	Luer Lock	en 1 ml	133.0	29.40	26.46	146.5	29.70	26.72
300139	50 ml – Perfusion – Opaque – Piston à encoche	ETO	Luer Lock	en 1 ml	121.0	30.53	27.93	153.0	29.70	26.72

* graduée jusqu'à 60 ml

Conditionnement :

Réf. 300613 et Réf. 300629 - Boîte / carton / Palette filmée : 120/ 480/ 8640 unités
 Réf. 301231 et Réf. 301229 - Boîte / carton / Palette filmée : 60/ 240/ 5760 unités
 Réf. 300605 - Boîte / carton / Palette filmée : 25/ 50/ 1500 unités
 Réf. 300866, Réf. 300865, Réf. 300867 - Boîte / carton / Palette filmée : 60/ 240/ 4320 unités
 Réf. 300137 et Réf. 300139 - Boîte / carton / Palette filmée : 50/ 100/ 3000 unités
 Réf. 300869 - Boîte / carton / Palette filmée : 60/ 240/ 4320 unités
 Réf. 309661 - Boîte / carton / Palette filmée : 40/ 160/ 3840 unités
 Réf. 309620 - Boîte / carton / Palette filmée : 12/ 160/ 1920 unités



BD Medical
 Medical Surgical Systems
 11, rue Aristide-Bergès
 38800 Le Pont-de-Claix
 Tél. 04 76 68 36 36
 Fax 04 76 68 55 61
www.bd.com/france