

# RESMED

## Un masque sur lequel vous pouvez compter

Le **Mirage Quattro** est un masque facial offrant un haut niveau d'étanchéité et de confort.

Votre masque est un produit ResMed, le leader de la technologie des masques. Nos masques faciaux continuent de faire référence et ont été adoptés par des millions d'utilisateurs (comme vous) de par le monde.



# RESMED

## Mirage Quattro

MASQUE FACIAL

**Technologie de quatrième génération**

Confort personnalisé.

Légèreté et silence.

Facilité d'emploi.



Rendez-vous sur [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour de plus amples informations sur le **Mirage Quattro**, notamment des instructions de mise en place, étape par étape.

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ou 1 800 424 0737 (numéro gratuit), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 ou 1 800 658 189 (numéro gratuit). ResMed est présente en Allemagne, en Autriche, au Brésil, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse (voir site Internet pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 105714, US 6412487, US 6438230, US 6513526, US 6581594, US 6701527, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860289, US 7021311, US 7069533. Autres brevets en attente. Modèles déposés : AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Autres modèles en attente. Mirage et Mirage Quattro sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. © 2007 ResMed Ltd. 1011460/1 07 03

## Mirage Quattro™

MASQUE FACIAL

Informations utilisateur



## Confort personnalisé

- **S'adapte à votre visage** : la molette de réglage MicroFit permet d'affiner l'ajustement du support frontal lorsque vous portez le masque. Il vous suffit de tourner la molette jusqu'à ce que le masque soit dans la position qui vous convient le mieux.
- **Epouse les contours de votre visage** : souple et malléable, la bulle à double jupe élastique épouse les contours de votre visage et ajuste l'étanchéité en conséquence tout en douceur.
- **Autorise les mouvements de la mâchoire pendant le sommeil** : une fois en place, la bulle garantit une parfaite étanchéité, même en cas de mouvements du visage.
- **Grande variété de tailles** : Très petit, Petit, Médium et Large... une taille vous convient forcément !

## Légèreté et silence

- **Sensation de légèreté sur le visage** : dimensions, matières utilisées, tout concourt à la légèreté du masque
- **Les orifices de ventilation intégrés** dispersent l'air en douceur et en silence sans vous gêner, ni votre partenaire, afin que vous puissiez passer une bonne nuit de sommeil.

## Facilité d'emploi

- **Ajustement parfait dès la première tentative** : vous habituer à ce masque est rendu plus aisé par sa facilité d'ajustement. Votre Mirage Quattro a été conçu pour s'ajuster parfaitement... dès la première tentative.
- **Facile à mettre et à retirer** : le harnais est muni de clips et de fentes pratiques.
- **Prêt à l'emploi** : le harnais Set-and-forget conserve vos réglages après le premier ajustement.
- **Facile à nettoyer** : la réduction du nombre de composants facilite le montage et le démontage de votre masque.
- **Conçu pour s'intégrer dans votre vie** : kit d'information complet avec sac de transport, DVD sur l'entretien du masque, guide de mise en place et guide utilisateur.

**Mirage Quattro**

MASQUE FACIAL

Technologie de quatrième génération

